



**CorpoDiagnostica**  
Servicios para La Salud.

## RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE TOTAL

- Ayunas de al menos cuatro (4) horas.
- Dirigirse a un laboratorio cercano a su localidad.
- Pedir servicio de toma de muestra al paciente. Identificar el tubo de muestra.
- Tomar como mínimo cinco (5) mL de sangre total en un tubo sin anticoagulante.
- Centrifugar en el laboratorio por 10 minutos de 1500 a 2000 r.p.m.
- Separar el suero (sobrenadante de la sangre) en un tubo nuevo identificado con nombre y apellido del paciente.
- Congelar la muestra hasta su envío.
- Enviar la muestra en una cava o termo de anime con fríopack o hielo seco a la siguiente dirección: Av. la Salle con Av. Lima, Torre Phelps, Piso 8, Oficinas A y C, Urb. Los Caobos, Caracas, Z.P. 1052, Venezuela.
- Enviar copia del depósito en físico o vía fax al 0212-793.02.68
- Avisar el día y fecha de envío de la muestra a nuestras instalaciones.
- Los datos de la cuenta donde puede realizar su depósito o transferencia son:  
BANCO MERCANTIL, cuenta corriente N° 01050031181031524606, a nombre de CORPODIAGNOSTICA, C.A., RIF J-30931030-5.

## RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA DE ORINA 24 HORAS

- Descarte la primera orina de la mañana para dejar la vejiga totalmente desocupada.
- Recolecte TODA la orina eliminada durante las 24 horas siguientes, incluyendo la primera orina de la mañana del día siguiente, en el recipiente entregado o en su defecto en un envase de 4 litros de agua mineral vacío.
- La muestra debe mantenerse en refrigeración durante las 24 horas.
- La ingesta de líquidos debe ser normal
- Llevar la muestra al laboratorio lo más pronto posible, para su procesamiento
- Si el recipiente que se le ha sido entregado en el laboratorio contiene algún tipo de líquido No lo descarte, es un preservativo para la muestra, manéjelo con precaución.
- Si tiene alguna duda por favor comuníquese al 0500-ALERGIA (2537442) previo a la recolección de la muestra.
- Evitar ingerir en los días previos a la recogida alimentos como: cacao, fresas, o espárragos para la determinación de oxalatos
- Cualquier otra recomendación específica del médico tratante

**Corpodiaagnostica C. A.**  
RIF J-30931030-5

Primera empresa proveedora de productos para Diagnóstico Clínico certificada según norma ISO 9001:2000 en Venezuela.  
Teléfono: +58-(0)500-ALERGIA (2537442) (MASTER),  
Fax: +58-(0)212-4240552/7930268

Dirección: Urb. Los Caobos, Av la Salle, con Av. Lima, Torre Phelps, oficinas A y C, Z. P.1052, Caracas, D. C. Venezuela. Dirección Postal: Apartado Postal 40.586, Z. P. 1040, Caracas, D. C.

Dirección electrónica: [info@corpodiagnostica.com](mailto:info@corpodiagnostica.com)  
Página en Internet: [www.corpodiaagnostica.com](http://www.corpodiaagnostica.com)

